

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

Douche portable avec douchette EZ

● disponible sous 10 jours

- Pratique
- S'accroche facilement au dessus du lit à l'aide d'une solide corde en nylon
- Long tuyau de vidange de 60cm terminé par une petite douchette
- Bouton marche/arrêt (sur le tuyau) pour contrôler le débit d'eau
- S'utilise idéalement avec les bacs à shampoing gonflables

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)

	<h3>Douche portable avec douchette EZ - AA1876</h3>	32 € TTC
	<p>● disponible sous 10 jours EAN : 5028318208524 • TVA : 20 % Couleur : Blanc • Cont. : 11,3 litres d'eau • poids : 930g</p> 	