



Poche de douche portable avec douchette EZ

Réf : 091078187

Description du produit

Idéal pour improviser un shampoing partout où vous le désirez.

Cette poche avec douchette s'accroche facilement au dessus du lit à l'aide d'une solide corde en nylon. **Elle peut contenir 11,3 litres d'eau.** Un bouton marche-arrêt permet de réguler l'écoulement de l'eau. S'utilise avec tous nos [bacs à shampoing](#).

La longueur du tuyau de la douche est de 60 cm.

Caractéristiques :

- Portable, faites facilement la toilette où vous le désirez
- S'accroche facilement au dessus du lit à l'aide d'une solide corde en nylon
- Long tuyau de vidange de 60cm terminé par une petite douchette
- Bouton marche/arrêt (sur le tuyau) pour contrôler le débit d'eau
- S'utilise idéalement avec les bacs à shampoing gonflables

Spécificités techniques

EAN	5028318208524
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Couleur	Blanc
---------	-------

Cont.	11,3 litres d'eau
Poids	930 g
Top vente	Oui