

Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Tapis mousse Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Mousse plastifiée imperméable
- Très confortable
- Lavable en machine à 40°C

	<p>Tapis mousse Homecraft - AA1800</p> <ul style="list-style-type: none">● disponible sous 10 jours <p>EAN : 5028318008711 • TVA : 20 % Modèle : Standard - pour baignoire • Couleur : Blanc • Dim. (L x l) : 70 x 40,5cm • poids : 350g</p> 	<p>19,80 € TTC</p>
--	---	---------------------------

	<p>Tapis mousse Homecraft - 091204551</p> <ul style="list-style-type: none">● disponible sous 10 jours <p>EAN : 5028318935543 • TVA : 20 % Modèle : Carré - pour douche • Couleur : Blanc • Dim. (L x l) : 55,5 x 55,5cm • poids : 350g</p> 	<p>19,50 € TTC</p>
--	--	---------------------------