

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui  
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui rainurée Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Bonne préhension
- Tube PVC avec extrémités en plastique ABS
- Longueur mesurée entre les deux fixations

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP VENTE**

**Barre d'appui rainurée Homecraft - AA6061F**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318030408** • TVA : **20 %**  
Design. : **Barre d'appui** • Long. : **30,5 cm** • Ø tube : **4 cm** •  
Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc**  
• poids : **295 g**

**8,90 € TTC**



TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6062F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030446 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **38 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **370 g**



9 € TTC

TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6063F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030484 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **41 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **395 g**



9,90 € TTC

TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6064F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030521 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **45,5 cm** • Ø tube : **3,8 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **440 g**



10,90 € TTC

TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft - AA6065F

12,90 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030576 • TVA : 20 %

Désign. : Barre d'appui • Long. : 61 cm • Ø tube : 3,8 cm •

Ø disque : 9 cm • Dist. depuis mur : 5 cm • Couleur : Blanc

• poids : 595 g



TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft - AA6066F

19 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030613 • TVA : 20 %

Désign. : Barre d'appui • Long. : 91,4 cm • Ø tube : 3,8 cm

• Ø disque : 9 cm • Dist. depuis mur : 5 cm • Couleur :

Blanc • poids : 885 g

