

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui rainurée Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Bonne préhension
- Tube PVC avec extrémités en plastique ABS
- Longueur mesurée entre les deux fixations

Pour en savoir plus sur ce produit...


↓ [Notice d'utilisation](#)

TOP VENTE

Barre d'appui rainurée Homecraft - AA6061F

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318030408** • TVA : **20 %**
Design. : **Barre d'appui** • Long. : **30,5 cm** • Ø tube : **4 cm** •
Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc**
● poids : **295 g**

8,90 € TTC



TOP
VENTE

Barre d'appui rainurée Homecraft -

AA6062F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030446 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **38 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **370 g**

9 € TTC



TOP
VENTE

Barre d'appui rainurée Homecraft -

AA6063F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030484 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **41 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **395 g**

9,90 € TTC



TOP
VENTE

Barre d'appui rainurée Homecraft -

AA6064F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030521 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **45,5 cm** • Ø tube : **3,8 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **440 g**

10,90 € TTC



**TOP
VENTE**

Barre d'appui rainurée Homecraft - **AA6065F**

12,90 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318030576** • TVA : **20 %**

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **61 cm** • Ø tube : **3,8 cm** •

Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc**

• poids : **595 g**



**TOP
VENTE**

Barre d'appui rainurée Homecraft - **AA6066F**

19 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318030613** • TVA : **20 %**

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **91,4 cm** • Ø tube : **3,8 cm**

• Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur :

Blanc • poids : **885 g**

