

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui  
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui rainurée Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Bonne préhension
- Tube PVC avec extrémités en plastique ABS
- Longueur mesurée entre les deux fixations

**Pour en savoir plus sur ce produit...**


↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP VENTE**

**Barre d'appui rainurée Homecraft - AA6061F**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318030408** • TVA : **20 %**  
Design. : **Barre d'appui** • Long. : **30,5 cm** • Ø tube : **4 cm** •  
Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc**  
● poids : **295 g**

**8,90 € TTC**



TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6062F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030446 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **38 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **370 g**

9 € TTC



TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6063F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030484 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **41 cm** • Ø tube : **4 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **395 g**

9,90 € TTC



TOP  
VENTE

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6064F

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318030521 • TVA : 20 %

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **45,5 cm** • Ø tube : **3,8 cm** • Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **440 g**

10,90 € TTC



**TOP  
VENTE**

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6065F

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318030576** • TVA : **20 %**

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **61 cm** • Ø tube : **3,8 cm** •

Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur : **Blanc**

• poids : **595 g**

**12,90 € TTC**



**TOP  
VENTE**

## Barre d'appui rainurée Homecraft -

### AA6066F

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318030613** • TVA : **20 %**

Désign. : **Barre d'appui** • Long. : **91,4 cm** • Ø tube : **3,8 cm**

• Ø disque : **9 cm** • Dist. depuis mur : **5 cm** • Couleur :

**Blanc** • poids : **885 g**

**19 € TTC**



## Cache de rechange barre d'appui rainurée Homecraft - AA6061F01

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318335831** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cache de rechange** • Long. : • Ø tube : • Ø

disque : **9,1 cm** • Dist. depuis mur : • Couleur : **Blanc** •

poids : **10 g**

**2,65 € TTC**