

Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui latérale Suédoise Homecraft

● disponible sous 10 jours



**Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire. Aide à s'asseoir et à se relever.**

- Prise en main sûre
- Poignée inclinée à placer au dessus du rebord de la baignoire
- Hauteur ajustable par système de clip
- Bras de fixation réglables en hauteur et en profondeur
- Rebords intérieur et extérieur de la baignoire protégés par des patins en caoutchouc antidérapants
- La plaque est à visser au sol

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Manuel d'utilisation](#)



### Barre d'appui latérale Suédoise Homecraft - **AA1910**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318009763** • TVA : **20 %**

Couleur : **Chromée** • Ajust. mâchoire de serrage : **3 - 9 cm** •

Dim. plaque de fixation au sol : **26,5 x 2,5cm** • Haut.

Poignées : **54,5 - 74,5cm** • Haut. mesurée au rebord de la

baignoire : **35 - 59cm** • Long. Poignée : **17,5cm** • poids :

**2,6kg** • poids maximum : **150kg**

**50 € TTC**