



## Barre d'appui latérale Suédoise Homecraft

Réf : 091078393

Marque : Homecraft

### Description du produit

Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire. Aide à s'asseoir et à se relever.

- Prise en main sûre
- Poignée inclinée à placer au dessus du rebord de la baignoire
- Hauteur ajustable par système de clip
- Bras de fixation réglables en hauteur et en profondeur
- Rebords intérieur et extérieur de la baignoire protégés par des patins en caoutchouc antidérapants
- La plaque est à visser au sol

### Spécificités techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN                            | 5028318009763 |
| TVA                            | 20 %          |
| Couleur                        | Chromée       |
| Ajust. mâchoire de serrage     | 3 - 9 cm      |
| Dim. plaque de fixation au sol | 26,5 x 2,5cm  |
| Haut. Poignées                 | 54,5 - 74,5cm |

|   |           |
|---|-----------|
| Haut. mesurée au rebord de la baignoire | 35 - 59cm |
| Long. Poignée                           | 17,5cm    |
| Poids                                   | 2,6kg     |
| Poids maximum                           | 150kg     |