

Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui Homecraft

● disponible sous 10 jours



Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc protègent le revêtement de la baignoire

Pour en savoir plus sur ce produit...

[!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\) Notice d'utilisation](#)



Barre d'appui Homecraft - AA1920

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318009862** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Long. : **45,5cm** • Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : **35cm** • Ajust. mâchoire de serrage : **8,5 à 14cm** • poids : **2,4kg** • poids maximum : **100kg**

40,50 € TTC