

Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui Homecraft

● disponible sous 10 jours



**Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.**

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc protègent le revêtement de la baignoire

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

[↓ Notice d'utilisation](#)



### Barre d'appui Homecraft - **AA1920**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318009862** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Long. : **45,5cm** • Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : **35cm** • Ajust. mâchoire de serrage : **8,5 à 14cm** • poids : **2,4kg** • poids maximum : **100kg**

**40,50 € TTC**