

Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui Deluxe Homecraft

● disponible sous 10 jours



Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc situés de part et d'autre de la mâchoire de serrage protègent le revêtement de la baignoire

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Barre d'appui Deluxe Homecraft - AA1921

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318009879** • TVA : **20 %**
Couleur : **Blanc** • Long. : **49,5cm** • Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : **37,5cm** • Ajust. mâchoire de serrage : **7,5 à 18cm** • poids : **2,5kg** • poids maximum : **100kg**



44 € TTC