

Maintien A Domicile > Toilettes > Barres d'appui relevables

## Barre d'appui Devon Elite Homecraft fixation au sol

● disponible sous 10 jours



**Bras elliptique en aluminium léger, solide. Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur. Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort. Compensation du mouvement en position horizontale.**

● Bouton noir et système de serrage qui maintiennent la barre à la hauteur requise

**TOP VENTE**

**Barre d'appui Devon Elite Homecraft fixation au sol - 091173160**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318904136** • TVA : **20 %**  
Long. : **69cm** • Ø rail : **2,5cm** • Haut. : **Sol - dessus du rail 62,5 - 98,5cm** • Dim. Plaque de fixation (L x l) : **32 x 22cm** • poids : **7,9kg** • poids maximum : **127kg**

**186 € TTC**

