

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



Barre d'appui Devon Elite Homecraft fixation au sol

Réf : 081437144

Marque : Homecraft

Description du produit

Bras elliptique en aluminium léger, solide. Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur. Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort. Compensation du mouvement en position horizontale.

- Bouton noir et système de serrage qui maintiennent la barre à la hauteur requise

Spécificités techniques

EAN	5028318904136
TVA	20 %
Long.	69cm
Ø rail	2,5cm
Haut.	Sol - dessus du rail 62,5 - 98,5cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	32 x 22cm
Poids	7,9kg

Poids maximum	127kg
Top vente	Oui