

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)

## Barre d'appui WC Linido

Réf : 091178094



### Description du produit

Cette barre d'appui pour WC à charnière de conception unique fournit à l'utilisateur une assistance stable lors de l'assise ou de la levée des toilettes.

#### Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- Le rail se bloque automatiquement en position verticale lorsqu'il est relevé
- Tube en acier époxy
- Vendue à l'unité

### Spécificités techniques

EAN	5028318909063
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Long.	60 cm
-------	-------

Projection depuis le mur quand relevée	21,5 cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	25 x 11,5 cm
Poids	600 g
Poids maximum	150 kg