

Maintien A Domicile > Toilettes > Barres d'appui relevables

Barre d'appui Linido

● disponible sous 10 jours

- Le rail se bloque automatiquement en position verticale lorsqu'il est relevé
- Tube en acier époxy
- Vendue à l'unité
- Accessoires compatibles avec toutes les barres Linido : mât de fixation au sol, pied de soutien et porte rouleau de papier hygiénique à retrouver dans accessoires barres Linido



Barre d'appui Linido - 091178094 **Nouveauté**

● Article momentanément indisponible

EAN : **5028318909063** • TVA : **20 %**

Long. : **60cm** • Projection depuis le mur quand relevée :

21,5cm • Dim. Plaque de fixation (L x l) : **25 x 11,5cm** •

poids : **600g** • poids maximum : **150kg**

205 € TTC



Barre d'appui Linido - 091178102 **Nouveauté**

● Article momentanément indisponible

EAN : **5028318909070** • TVA : **20 %**

Long. : **70cm** • Projection depuis le mur quand relevée :

21,5cm • Dim. Plaque de fixation (L x l) : **25 x 11,5cm** •

poids : **700g** • poids maximum : **150kg**

215 € TTC



Barre d'appui Linido - 091178110 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318909087** • TVA : **20 %**

Long. : **80cm** • Projection depuis le mur quand relevée :

21,5cm • Dim. Plaque de fixation (L x l) : **25 x 11,5cm** •

poids : **950g** • poids maximum : **150kg**

226 € TTC



Barre d'appui Linido - 091203959 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318934942** • TVA : **20 %**

Long. : **90cm** • Projection depuis le mur quand relevée :

21,5cm • Dim. Plaque de fixation (L x l) : **25 x 11,5cm** •

poids : **1,2kg** • poids maximum : **150kg**

236 € TTC