

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



Barre d'appui relevable

Réf : 081330299

Description du produit

- Robuste
- En acier
- Barre principale fabriquée en tube de forme ovale - confortable à saisir
- Barre inférieure de renfort
- Système de blocage en position relevé

Spécificités techniques

EAN	5028318343171
TVA	20 %
Long.	70cm
Dim. Plaque de fixation	26 x 10cm
Distance depuis le mur quand relevée	14,5cm
Poids	2,7kg
Poids maximum	125kg