

Maintien A Domicile > Toilettes > Barres d'appui relevables

## Barre d'appui relevable

● disponible sous 10 jours

- Robuste
- En acier
- Barre principale fabriquée en tube de forme ovale - confortable à saisir
- Barre inférieure de renfort
- Système de blocage en position relevé



### Barre d'appui relevable - **081330299**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318343171** • TVA : **20 %**

Long. : **70cm** • Dim. Plaque de fixation : **26 x 10cm** •

Distance depuis le mur quand relevée : **14,5cm** • poids :

**2,7kg** • poids maximum : **125kg**

**85 € TTC**