



Bidet portable standard Homecraft

Réf : 091081579

Marque : Homecraft



Description du produit

- Solide
- Cuvette en plastique
- Porte-savon sur l'avant
- Se place sur la plupart des cuvettes de toilettes
- Autoclave à 135°C

Spécificités techniques

EAN	5028318012213
TVA	20 %
Prof. Siège	12 cm
Dim. ext. Siège (L x l)	33 x 35 cm

Dim. int. Siège (L x l x h)	23 x 27 cm
Couleur	Blanc
Poids	325g
Top vente	Oui