

Maintien A Domicile > Toilettes > Hygiène intime

## Bidet portable standard Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Solide
- Cuvette en plastique
- Porte-savon sur l'avant
- Se place sur la plupart des cuvettes de toilettes
- Autoclave à 135°C

**TOP  
VENTE**

### Bidet portable standard Homecraft - **091081579**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012213** • TVA : **20 %**

Dim. ext. Siège (L x l) : **33 x 35 cm** • Dim. int. Siège (L x l x h) : **23 x 27 cm** • Couleur : **Blanc** • Prof. Siège : **12 cm** • poids : **325g**

**15 € TTC**

