



Bassin de fracture

Réf : 091081959

Description du produit

Haute qualité. Disponible avec ou sans couvercle. Le côté bas, les poignées situées sur les côtés et sur l'extrémité rendent le bassin confortable et facile d'utilisation. En polypropylène, il est autoclavable jusqu'à 137°C.

- Disponible avec ou sans couvercle
- En polypropylène
- Très solide
- Facile et simple à utiliser
- Autoclavable à 137°C

Spécificités techniques

EAN	5028318012602
TVA	20 %
Modèle	Sans couvercle - Blanc
Couleur	Blanc
Dim. (L x l x h)	45 x 31 x 10 cm
Poids	400 g
Poids maximum	160 kg

