



## Bassin de lit spécial fracture

Réf : 091081975

### Description du produit

Ce bassin de lit de haute qualité est disponible avec ou sans son couvercle. Le côté bas, les poignées situées sur les côtés et sur l'extrémité rendent le bassin confortable et facile d'utilisation. En polypropylène, il est autoclavable jusqu'à 137°C.

#### Caractéristiques de ce bassin de lit :

- Disponible avec ou sans couvercle
- En polypropylène
- Très solide
- Facile et simple à utiliser
- Autoclavable à 137°C

### Spécificités techniques

EAN	5028318012619
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Modèle	Avec couvercle - Blanc
Dim. (L x l x h)	45 x 31 x 10 cm

Poids	600 g
Poids maximum	160 kg