

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

## Bassin de fracture

● disponible sous 10 jours

- Disponible avec ou sans couvercle
- En polypropylène
- Très solide
- Facile et simple à utiliser
- Autocavable à 137°C



### Bassin de fracture - AA2658

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012602** • TVA : 20 %

Couleur : **Blanc** • Désign. : **Sans couvercle** • Dim. (L x l x h) : **45 x 31 x 10 cm** • poids : **400 g** • poids maximum : **160 kg**

**25 € TTC**



### Bassin de fracture - AA2659

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012619** • TVA : 20 %

Couleur : **Blanc** • Désign. : **Avec couvercle** • Dim. (L x l x h) : **45 x 31 x 10 cm** • poids : **600 g** • poids maximum : **160 kg**

**28,50 € TTC**



## Bassin de fracture - AA2658G

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318205738** • TVA : **20 %**

Couleur : **Vert** • Désign. : **Avec couvercle** • Dim. (L x l x h) :

**45 x 31 x 10 cm** • poids : **600 g** • poids maximum : **160 kg**

**29 € TTC**