

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

## Urinal Homme Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport

**TOP VENTE**

**Urinal Homme Homecraft - AA2632Y**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318012374** • TVA : **20 %**  
Design. : **Urinal - conditionnement blister** • Cont. : **125cl** •  
poids : **190g**

**11,15 € TTC**



Emballage individuel

**TOP VENTE**

**Urinal Homme Homecraft - AA2632W**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318012367** • TVA : **20 %**  
Design. : **Urinal - conditionnement sachet plastique** •  
Cont. : **125cl** • poids : **190g**

**10,40 € TTC**





### Urinal Homme Homecraft - AA2633

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012404** • TVA : **20 %**

Désign. : **Adaptateur pour urinal homme** • Cont. : •  
poids : **109g**

**29 € TTC**



### Urinal Homme Homecraft - AA2667

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318395668** • TVA : **20 %**

Désign. : **Porte urinal pour urinal homme** • Cont. : •  
poids : **220g**

**26,50 € TTC**