

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

Urinal Homme Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport

TOP VENTE

Urinal Homme Homecraft - AA2632Y

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318012374** • TVA : **20 %**
Cont. : **125cl** • Désign. : **Urinal - conditionnement blister** •
poids : **190g**

11,15 € TTC



Emballage individuel

TOP VENTE

Urinal Homme Homecraft - AA2632W

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318012367** • TVA : **20 %**
Cont. : **125cl** • Désign. : **Urinal - conditionnement sachet
plastique** • poids : **190g**

10,40 € TTC





Urinal Homme Homecraft - AA2633

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012404** • TVA : 20 %

Cont. : • Désign. : **Adaptateur pour urinal homme** •
poids : **109g**

29 € TTC



Urinal Homme Homecraft - AA2667

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318395668** • TVA : 20 %

Cont. : • Désign. : **Porte urinal pour urinal homme** •
poids : **220g**

26,50 € TTC