

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

## Urinal plat

● disponible sous 10 jours

- Matériau plastique
- Bouchon en caoutchouc
- Utilisation dans un lit ou sur un fauteuil roulant



### Urinal plat - AA2636

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012435** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Capacité : **1 litre** • Dim. (L x l x h) : **15 x 36 x 5cm** • Ouverture : **16,5 x 9cm** • poids : **230g**

**15,70 € TTC**