

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

Urinal col de cygne Femme Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Polypropylène moulé transparent
- Poignée intégrée
- Forme anatomique à l'ouverture

TOP VENTE

Urinal col de cygne Femme Homecraft -
AA2630Y

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318012336** • TVA : **20 %**
Capacité : **1 litre** • Condit. : **Blister** • poids : **160g**

17 € TTC



TOP VENTE

Urinal col de cygne Femme Homecraft -
AA2630W

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318012329** • TVA : **20 %**
Capacité : **1 litre** • Condit. : **Sachet plastique** • poids : **160g**

19,95 € TTC

