

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

## Urinal col de cygne Femme Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Polypropylène moulé transparent
- Poignée intégrée
- Forme anatomique à l'ouverture

**TOP VENTE**

Urinal col de cygne Femme Homecraft -  
**AA2630Y**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318012336** • TVA : **20 %**  
Capacité : **1 litre** • Condit. : **Blister** • poids : **160g**

**17 € TTC**



**TOP VENTE**

Urinal col de cygne Femme Homecraft -  
**AA2630W**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318012329** • TVA : **20 %**  
Capacité : **1 litre** • Condit. : **Sachet plastique** • poids : **160g**

**19,95 € TTC**

