



Ouvre bocal Baby Boa

Réf : 091095934



Description du produit

Cet ouvre bocal Baby Boa permet aux personnes ayant des problèmes de préhension comme les personnes âgées souffrant d'arthrite d'ouvrir facilement et rapidement des couvercles de bocaux d'ordinaire difficiles.

Caractéristiques de l'ouvre bocal Baby Boa :

- Excellente adhérence
- Placer la boucle autour du couvercle, puis tirer jusqu'à ce que la boucle soit tendue

Spécificités techniques

EAN	5028318210930
TVA	20 %
Ø couvercles	1 à 10cm
Poids	72g
Top vente	Oui