

Maintien A Domicile > Repas > Ouvre bocaux et bouteilles

Ouvre-bocaux Spillnot

● disponible sous 10 jours

- 3 emplacements striés de différent diamètre
- Maintient les objets en place
- 4 pieds anti-dérapants



Ouvre-bocaux Spillnot - AA5080

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318024629 • TVA : 20 %

Ø couvercles : 4,4 à 10,8cm • Dim. Base : 25 x 17 x 10cm •

poids : 540g

38,50 € TTC