

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Couverts manches courbés Queens Homecraft

● disponible sous 10 jours



Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, ces couverts courbés Queens sont en acier inoxydable et en plastique léger.

Caractéristiques :

- Légers, les ustensiles Queens sont en acier inoxydable. Les manches compensés en plastique ABS sont cylindriques pour une bonne prise en main
- Passe au lave-vaisselle
- Evitent la torsion du poignet
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Fiche produit : Couverts courbés Queens](#)



Couteau Queens Homecraft - 081305879

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318025886 • TVA : 20 %

Couleur : Ivoire • Désign. : Couteau • Condit. : L'Unité •

Long. Manche : 10cm • Ø : 3cm • poids : 45g



6,10 € TTC

TOP
VENTE

Fourchette pour gaucher Queens Homecraft

6,10 € TTC

- **081305887**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318025909** • TVA : 20 %

Couleur : **Ivoire** • Désign. : **Fourchette pour gaucher** •

Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids :

55g



TOP
VENTE

Fourchette pour droitier Queens Homecraft -

6,10 € TTC

081305895

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318025923** • TVA : 20 %

Couleur : **Ivoire** • Désign. : **Fourchette pour droitier** •

Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids :

45g



TOP
VENTE

Cuillère pour gaucher Queens Homecraft -

6,10 € TTC

081305903

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318025947** • TVA : 20 %

Couleur : **Ivoire** • Désign. : **Cuillère pour gaucher** •

Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids :

55g



TOP
VENTE

Cuillère pour droitier Queens Homecraft -
081305911

6,10 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318025961** • TVA : **20 %**

Couleur : **Ivoire** • Désign. : **Cuillère pour droitier** • Condit. :

L'Unité • Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids : **55g**

