

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

## Couverts manches courbés Queens Homecraft

● disponible sous 10 jours



Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, ces couverts courbés Queens sont en acier inoxydable et en plastique léger.

### Caractéristiques :

- Légers, les ustensiles Queens sont en acier inoxydable. Les manches compensés en plastique ABS sont cylindriques pour une bonne prise en main
- Passe au lave-vaisselle
- Evitent la torsion du poignet
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Fiche produit : Couverts courbés Queens](#)



### Couteau Queens Homecraft - AA5510A

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318025886** • TVA : **20 %**

Désign. : **Couteau** • Couleur : **Ivoire** • Condit. : **L'Unité** •

Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids : **45g**



**6,10 € TTC**

TOP  
VENTE

Fourchette pour gaucher Queens Homecraft

6,10 € TTC

- AA5511LA

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318025909 • TVA : 20 %

Désign. : Fourchette pour gaucher • Couleur : Ivoire •

Condit. : L'Unité • Long. Manche : 10cm • Ø : 3cm • poids :

55g



TOP  
VENTE

Fourchette pour droitier Queens Homecraft -

6,10 € TTC

AA5511RA

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318025923 • TVA : 20 %

Désign. : Fourchette pour droitier • Couleur : Ivoire •

Condit. : L'Unité • Long. Manche : 10cm • Ø : 3cm • poids :

45g



TOP  
VENTE

Cuillère pour gaucher Queens Homecraft -

6,10 € TTC

AA5512LA

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318025947 • TVA : 20 %

Désign. : Cuillère pour gaucher • Couleur : Ivoire •

Condit. : L'Unité • Long. Manche : 10cm • Ø : 3cm • poids :

55g



TOP  
VENTE

## Cuillère pour droitier Queens Homecraft - AA5512RA

6,10 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318025961 • TVA : 20 %

Désign. : **Cuillère pour droitier** • Couleur : **Ivoire** • Condit. :

**L'Unité** • Long. Manche : **10cm** • Ø : **3cm** • poids : **55g**

