

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Couverts avec manche en mousse Homecraft

● disponible sous 10 jours





Ces couverts avec un manche en mousse sont montés sur une tige en plastique, enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair.

Caractéristiques :

- Couverts très légers
- Destinés aux personnes avec une faible préhension et/ou peu de force dans le bras
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts
- Peut s'utiliser sans plier le poignet

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation : couverts avec manche en mousse](#)

	<h3>Couteau avec manche en mousse Homecraft - AA5550</h3>	7,65 € TTC
	<p>● disponible sous 10 jours EAN : 5028318026753 • TVA : 20 % Désign. : Couteau • Condit. : L'Unité • Long. Manche : 11,5cm • Long. : • Ø : 3cm • Couleur : Gris clair • poids : 45g</p> 	

TOP
VENTE

Fourchette avec manche en mousse

Homecraft - **AA5551**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026777** • TVA : **20 %**

Désign. : **Fourchette** • Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **34g**

7,40 € TTC



TOP
VENTE

Cuillère à soupe avec manche en mousse

Homecraft - **AA5552**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026791** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère à soupe** • Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **42g**

8,20 € TTC



TOP
VENTE

Cuillère à café avec manche en mousse

Homecraft - **AA5553**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026814** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère à café** • Condit. : **L'Unité** • Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **30g**

8,45 € TTC



**TOP
VENTE**

Set de 4 couverts avec manche en mousse Homecraft - AA5554

32 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026838** • TVA : **20 %**

Désign. : **Set de 4 couverts** • Condit. : **1 couvert de
chaque** • Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** •

Couleur : **Gris clair** • poids : **151g**

