

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

## Couverts courbés avec manche en mousse Homecraft

● disponible sous 10 jours



Ces couverts courbés disposent d'un manche en mousse et sont conçus pour être très légers.

### Caractéristiques :

- Couverts très légers
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable
- Evitent la torsion du poignet
- Pour les personnes avec mouvements du poignet et bras limités
- Fourchette et cuillère disponibles pour gaucher ou droitier
- Lame du couteau coudée à 90°
- Fourchettes et cuillères pliées à 40°



### Couteau courbé avec manche en mousse Homecraft - AA5555

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318026852 • TVA : 20 %

Désign. : **Couteau** • Condit. : **L'Unité** • Long. Manche :

**11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids :  
**45g**

**9,50 € TTC**



### Fourchette pour gaucher courbé avec manche en mousse Homecraft - **AA5556L**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026876** • TVA : **20 %**

Désign. : **Fourchette pour gaucher** • Condit. : **L'Unité** •

Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **40g**

**9,10 € TTC**



### Fourchette pour droitier courbé avec manche en mousse Homecraft - **AA5556R**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026890** • TVA : **20 %**

Désign. : **Fourchette pour droitier** • Condit. : **L'Unité** •

Long. Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **40g**

**9,10 € TTC**

**TOP  
VENTE**

### Cuillère pour gaucher courbé avec manche en mousse Homecraft - **AA5557L**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026913** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère pour gaucher** • Condit. : **L'Unité** • Long.

Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** • poids : **46g**

**9,10 € TTC**



**TOP  
VENTE**

## Cuillère pour droitier courbé avec manche en mousse Homecraft - AA5557R

**9,10 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318026937** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère pour droitier** • Condit. : **L'Unité** • Long.

Manche : **11,5cm** • Long. : • Ø : **3cm** • Couleur : **Gris clair** •

poids : **46g**

