

Maintien A Domicile > Repas > Couverts modulaires Kings
Maintien A Domicile > Repas > Kits d'évaluation repas

Valisette Kings Homecraft

● disponible sous 10 jours



Cette gamme attrayante et complète permet de réaliser différents couverts à partir de 33 pièces modulaires. Elle présente de nombreux avantages - économiques, anatomiques, esthétiques et fonctionnels. La gamme couvre pratiquement tous les besoins grâce à ses divers ustensiles : standard, à angle et spécialisé; modulaire, mince, profilé, léger ou à poignée alourdie, dispositif unique doublé pour créer les ustensiles spéciaux pour manger d'une seule main ou pour fournir un angle de mouvement de main. Tous les articles sont hygiéniques.

Pour assembler un ustensile avec une poignée, il suffit de pousser la broche de l'ustensile dans l'orifice de la poignée.

La poignée peut être allongée en rajoutant un adaptateur.

Il est également possible de créer un double ustensile. Pour cela, il convient d'utiliser les poignées munies de deux orifices (un à chaque extrémité).

Les ustensiles se tournent jusqu'à la position requise.

En cas d'utilisation de la sangle, il convient de la placer entre la poignée et la broche de l'ustensile ou de l'extrémité du couvert.

-
- Idéal pour l'évaluation des besoins individuels
 - Contient 33 pièces Kings à assembler
 - Sont inclus : un ustensile de chaque sorte, un assortiment de poignées et d'adaptateurs

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Valisette Kings Homecraft - 081111970

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318026678 • TVA : 20 %



270 € TTC