

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

## Couverts à long manche flexible

● disponible sous 10 jours

- Polyvalent et léger
- Manche souple en mousse à cellules fermées
- S'enroule facilement autour de la main et du poignet
- Sangle Velcro incluse
- Lave-vaisselle jusque 50°C

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Manuel d'utilisation](#)



### Fourchette à long manche flexible - 109001

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941568** • TVA : **20 %**

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Fourchette** • Couleur :

**Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm** • poids :

**113g**



**17,45 € TTC**



### Cuillère à café à long manche flexible - **109002**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941575** • TVA : **20 %**

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Cuillère à café** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

• poids : **113g**



**16,85 € TTC**



### grande cuillère à long manche flexible - **109003**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941582** • TVA : **20 %**

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Grande cuillère** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

• poids : **113g**



**18,60 € TTC**



### Cuillère à café avec revêtement Plastisol à long manche flexible - **109004**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941599** • TVA : **20 %**

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Cuillère à café avec**

**revêtement Plastisol** • Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm**

• Long. : **Sangle 25cm** • poids : **113g**



**19,70 € TTC**