

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Couverts à long manche flexible

● disponible sous 10 jours

- Polyvalent et léger
- Manche souple en mousse à cellules fermées
- S'enroule facilement autour de la main et du poignet
- Sangle Velcro incluse
- Lave-vaisselle jusque 50°C

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation](#)



Fourchette à long manche flexible - 109001

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318941568 • TVA : 20 %

Désign. : Fourchette • Long. Manche : 35,5cm • Couleur :

Bleu • Ø : Manche 2,5cm • Long. : Sangle 25cm • poids :

113g



17,45 € TTC



Cuillère à café à long manche flexible - **109002**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941575** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère à café** • Long. Manche : **35,5cm** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

● poids : **113g**



16,85 € TTC



grande cuillère à long manche flexible - **109003**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941582** • TVA : **20 %**

Désign. : **Grande cuillère** • Long. Manche : **35,5cm** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

● poids : **113g**



18,60 € TTC



Cuillère à café avec revêtement Plastisol à long manche flexible - **109004**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941599** • TVA : **20 %**

Désign. : **Cuillère à café avec revêtement Plastisol** •

Long. Manche : **35,5cm** • Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche**

2,5cm • Long. : **Sangle 25cm** • poids : **113g**



19,70 € TTC