

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Couverts à long manche flexible

● disponible sous 10 jours

- Polyvalent et léger
- Manche souple en mousse à cellules fermées
- S'enroule facilement autour de la main et du poignet
- Sangle Velcro incluse
- Lave-vaisselle jusque 50°C

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation](#)



Fourchette à long manche flexible - **081002799**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941568** • TVA : **20 %**

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Fourchette** • Couleur :

Bleu • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm** • poids :

113g



17,45 € TTC



Cuillère à café à long manche flexible -
081002807

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941575** • TVA : 20 %

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Cuillère à café** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

• poids : **113g**



16,85 € TTC



grande cuillère à long manche flexible -
081002815

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941582** • TVA : 20 %

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Cuillère à soupe** •

Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm** • Long. : **Sangle 25cm**

• poids : **113g**



18,60 € TTC



Cuillère à café avec revêtement Plastisol à
long manche flexible - **081002823**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318941599** • TVA : 20 %

Long. Manche : **35,5cm** • Désign. : **Cuillère à café avec**

revêtement Plastisol • Couleur : **Bleu** • Ø : **Manche 2,5cm**

• Long. : **Sangle 25cm** • poids : **113g**



19,70 € TTC