

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Cuillère Steady

● disponible sous 10 jours

- 5 pièces mobiles et contrepoids gardent la cuillère de niveau
- La sangle de la poignée élimine le besoin de forte préhension
- Le bol de la cuillère a la même taille qu'une cuillère à café standard



Cuillère Steady - **AA5558**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318198788** • TVA : **20 %**

Modèle : **Adulte** • Long. totale : **24cm** • Long. Manche :

14cm • Ø : **Manche 3,2cm** • Long. sangle : **12,5cm** • poids :
226g

111 € TTC