

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Support de couvert alourdi

● disponible sous 10 jours

- Facile à saisir
- Base en plastique de forme conique
- Sangle Velcro pour un ajustement personnalisé
- La base est alourdie de 226g pour stabiliser la main et limiter les tremblements
- Vendu sans ustensile



Support de couvert alourdi - **081004159**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318223572** • TVA : **20 %**

poids : **226g**



28 € TTC