

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

## Mousse cylindrique

● disponible sous 10 jours

- Mousse à cellules fermées
- Se coupe à la longueur désirée
- Garanti lave-vaisselle jusqu'à 180°C



### Mousse cylindrique - 6247

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318256129 • TVA : 20 %

Couleur : **Bleu ciel** • Ø int. : **0,6cm** • Ø ext. : **1,9cm** • Long.  
totale : **91,5cm**



**6,90 € TTC**



### Mousse cylindrique - 091166693

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318894260 • TVA : 20 %

Couleur : **Bleu foncé** • Ø int. : **1cm** • Ø ext. : **3,5cm** • Long.  
totale : **91,5cm**



**8,95 € TTC**