

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires

Mousse cylindrique pour couverts

● disponible sous 10 jours

- Mousse à cellules fermées
- Se coupe à la longueur désirée
- Garanti lave-vaisselle jusqu'à 180°C



**Mousse cylindrique pour couverts -
081169689**

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318256129** • TVA : **20 %**
Couleur : **Bleu ciel** • Ø int. : **0,6cm** • Ø ext. : **1,9cm** • Long.
totale : **91,5cm**

 

6,90 € TTC



**Mousse cylindrique pour couverts -
081169754**

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318894260** • TVA : **20 %**
Couleur : **Bleu foncé** • Ø int. : **1cm** • Ø ext. : **3,5cm** • Long.
totale : **91,5cm**

 

8,95 € TTC