

Maintien A Domicile > Repas > Couverts et accessoires
Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Autres accessoires
Pédiatrie > Repas > Couverts

Tubes en mousse à cellules fermées

● disponible sous 10 jours

- Se coupent à la longueur désirée
- Les assortiments contiennent 2 tubes de chaque couleur



Tubes en mousse à cellules fermées - 081169713

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318256150 • TVA : 20 %

Désign. : **Chair** • Condit. : **6 tubes** • Long. totale : **30cm** • Ø
int. : **0,6cm** • Ø ext. : **2,5cm**



21,50 € TTC



Tubes en mousse à cellules fermées - 081169721

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318256167 • TVA : 20 %

Désign. : **Rouge** • Condit. : **6 tubes** • Long. totale : **30cm** •
Ø int. : **0,9cm** • Ø ext. : **2,9cm**



27,50 € TTC



Tubes en mousse à cellules fermées -
081169739

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318256174 • TVA : 20 %

Désign. : **Bleu** • Condit. : **6 tubes** • Long. totale : **30cm** • Ø int. : **1,6cm** • Ø ext. : **2,9cm**



25,50 € TTC



Tubes en mousse à cellules fermées -
091102037

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318211692 • TVA : 20 %

Désign. : **Assortiment pour adulte (2 tubes de chaque couleur)** • Condit. : **6 tubes** • Long. totale : **30cm** • Ø int. : **0,6cm** • Ø ext. : **2,2cm**



30 € TTC



Tubes en mousse à cellules fermées -
091102029

● disponible sous 10 jours

EAN : 742645000983 • TVA : 20 %

Désign. : **Assortiment pour enfant (2 jaune, 2 orange, 2 bleu)** • Condit. : **2 tubes de chaque couleur** • Long. totale : **30cm** • Ø int. : **0,6cm** • Ø ext. : **2,2cm**



31,50 € TTC