

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

Rebord d'assiette Invisible™

● disponible sous 10 jours

- Plastique rigide transparent
- S'adapte facilement sur les assiettes
- Garanti lave vaisselle jusqu'à 50°C



Rebord d'assiette Invisible™ - 1114

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318941704** • TVA : **20 %**
Taille : **Petit** • Ø ext. assiette : **15 à 19cm** • Haut. : **3cm** •
Couleur : **Transparent**



15,40 € TTC



Rebord d'assiette Invisible™ - 1115

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318941711** • TVA : **20 %**
Taille : **Grand** • Ø ext. assiette : **21,5 à 25cm** • Haut. : **3cm** •
Couleur : **Transparent**



16,45 € TTC