

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

Rebord d'assiette Invisible™

● disponible sous 10 jours

- Plastique rigide transparent
- S'adapte facilement sur les assiettes
- Garanti lave vaisselle jusque 50°C
- Invisible et moins stigmatisant
- Rebord droit de grande qualité



Rebord d'assiette Invisible™ - 081003110

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318941704 • TVA : 20 %

Taille : **Petit** • Ø ext. assiette : 15 à 19cm • Haut. : 3cm •

Couleur : **Transparent**



15,40 € TTC



Rebord d'assiette Invisible™ - 081003128

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318941711 • TVA : 20 %

Taille : **Grand** • Ø ext. assiette : 21,5 à 25cm • Haut. : 3cm •

Couleur : **Transparent**



16,45 € TTC