

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

Assiette compartimentée

● disponible sous 10 jours

- Couvercle en plastique transparent inclus
- Dispose de trois compartiments pour séparer les aliments
- 1 grand compartiment de 375ml
- 2 petits compartiments de 200ml
- Assiette empilable
- Diamètre 20 cm
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes sans le couvercle



Assiette compartimentée - 081287267

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318943753 • TVA : 20 %

Capacité : 200ml (petits compartiments) ; 375ml (grand compartiment) • Ø ext. assiette : 20cm • Haut. :

Compartiment 4cm



11,30 € TTC