



## Assiette Medeci

Réf : 091099043

### Description du produit

- Assiette creuse
- Matériau polycarbonate
- Large rebord pour une prise en main facile
- Légère
- Superposable
- La température de la plaque du four ne doit jamais atteindre une température de 100 °C
- Lavable au lave vaisselle jusqu'à une température de 95°C

### Spécificités techniques

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 5028318027552 |
| TVA             | 20 %          |
| Couleur         | Ivoire        |
| Ø ext. assiette | 24cm          |
| Ø int. assiette | 18cm          |
| Prof.           | 2,5cm         |
| Poids           | 180g          |

|                |     |
|----------------|-----|
| Lave-vaisselle | Oui |
| Top vente      | Oui |