

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires
Pédiatrie > Repas > Tasses et gobelets

Bol à ventouse

● disponible sous 10 jours

Bol spécialement étudié pour manger d'une seule main ou pour les personnes faibles grâce à son rebord haut. Il dispose d'une ventouse amovible permettant de le fixer à la table pour gagner en sécurité.

- Base antidérapante amovible incluse
- Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse
- Coordonné avec l'assiette creuse à ventouse - AA5607



Bol à ventouse - 081005693

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318941964 • TVA : 20 %

Ø ext. assiette : 15 cm • Haut. : 7,8 cm • poids : 120 g



11,60 € TTC