

Assiette inclinée ronde

Réf : 081111780



Description du produit

Cette assiette ronde est particulièrement utile grâce à son rebord haut et à son fond incliné. Incassable. Base antidérapante en caoutchouc.

Caractéristiques de cette assiette inclinée :

- Haut rebord et fond incliné
- Résistante
- Assiette antidérapante grâce à une base en caoutchouc
- Non recommandée pour les micro-ondes
- Garantie au lave-vaisselle

Spécificités techniques

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 5028318404957 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Rouge |
| Ø ext. assiette | 20cm |
| Poids | 90g |
| Lave-vaisselle | Oui |