

Assiette isotherme

Réf : 091438365



Description du produit

- Avec réservoir d'eau chaude pour maintenir la nourriture chaude pendant un long moment
- Dévisser le bouchon, puis remplir le réservoir d'eau chaude
- Le couvercle seul est compatible avec le lave-vaisselle (partie supérieure)
- Ne convient pas au micro-ondes
- Livré avec couvercle
- Pour adultes

Spécificités techniques

EAN	5028319129224
TVA	20 %
Ø ext. assiette	20cm
Haut.	5cm
Cont.	650ml
Poids	900g
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui