

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

Assiette isotherme

● disponible sous 10 jours

- Avec réservoir d'eau chaude pour maintenir la nourriture chaude pendant un long moment
- Dévisser le bouchon, puis remplir le réservoir d'eau chaude
- Le couvercle seul est compatible avec le lave-vaisselle (partie supérieure)
- Ne convient pas au micro-ondes
- Livré avec couvercle
- Pour adultes

TOP VENTE

Assiette isotherme - 091438365 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319129224** • TVA : **20 %**

Ø ext. assiette : **20cm** • Haut. : **5cm** • Cont. : **650ml** • poids : **900g**



25,50 € TTC